



## Carrello Biancheria Doppio

Codice GEF (SKU) 27468

CARRELLO BIANCHERIA doppio Struttura cromata dotata di 4 rotelle Ø 80 mm. Sacco asportabile. Dimensioni: Ø 46xh 90 cm. Fornito smontato. Dimensioni: 92x90 cm Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARRELLO BIANCHERIA doppio
- Struttura cromata dotata di 4 rotelle Ø 80 mm.
- Sacco asportabile. Dimensioni: Ø 46xh 90 cm.
- Fornito smontato.
- Dimensioni: 92x90 cm
- Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**27468**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697