



TAVOLINO SERVILETTO da letto

Codice GEF (SKU) 27469

EAN / GTIN 8023279274691

Confezione 1

TAVOLINO SERVILETTO - vassoio stampato Telaio costituito da tubi in acciaio cromato. Vassoio in plastica termoformata antiurto con bordi rialzati e portabottiglia, portabicchiere e portaposate preformati. Base con 4 rotelle Ø 50 mm. Dimensioni imballo: 59x22x63 cm. Fornito in kit. Dimensioni vassoio: 58x39xh 5 cm Altezza regolabile: 75 - 114 cm Base: 70 x 44 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274691

CODICE GEF

27469



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697