



TAVOLINO SERVILETTO DIFFUSION

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27475

EAN / GTIN 3701127706130

Confezione 1

TAVOLINO SERVILETTO DIFFUSION - bianco Piano di appoggio di alta qualità, laminato e ignifugo, con listello di bordatura. Struttura a forma di "C" in acciaio verniciato a polvere epossidica per un maggiore avvicinamento della sedia. Fornito pronto per l'uso, può essere facilmente ripiegato e riposto in uno spazio ristretto (15 cm). Peso: 8 kg. Portata max: 10 kg. Piano di appoggio 60x40 cm Altezza regolabile: 61 - 94 cm 4 rotelle, 2 con freno Made in France.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y1803

EAN / GTIN

3701127706130

CODICE GEF

27475



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697