



CARRELLO BASIC standard

Codice GEF (SKU) **27480**

EAN / GTIN **8023279274806**

Confezione **1**

Carrello Basic Standard Colore: giallo Misure (cm): 82 x 64 x h 100 cm (senza accessori) Numero cassetti: 4 Dimensioni cassetti: - 60 x 48 x h 13 cm (3) - 60 x 48 x h 27 cm (1) Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. I modelli Basic sono disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio). Provvisti di 4, 8 o 9 cassetti, 1 portarifiuti laterale (apertura manuale, capacità 15 l) ed 1 tavolo laterale extra. Dotati di 4 rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm (2 con freno). Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274806

CODICE GEF

27480



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697