



## Carrello Emergenza Standard

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27482

EAN / GTIN 8023279274820

Confezione 1

Carrello emergenza acciaio verniciato - standard Dimensioni carrello (cm): 82x64xh 100-160 Numero di cassetti: 4 Materiale cassetti: plastica Carrelli emergenza professionali, solidi e robusti, con componenti in materiale plastico tecnopolimero o in lamiera di acciaio inox verniciato con polveri epossidiche per la massima leggerezza, manovrabilità e facilità di utilizzo. Struttura autoportante e monoscocca. La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero per facilitare la pulizia e la disinfezione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Numero e dimensione cassetti:
- 3) 60x47,5xh 13,7 cm
- 1) 60x47,5xh 27,4 cm
- Vassoio defibrillatore: 39x32xh 2 cm
- Dimensioni (cm): 82x64xh 100-160

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279274820

CODICE GEF

27482



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697