



TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Codice GEF (SKU) **27487**

EAN / GTIN **8023279274875**

Confezione **1**

TAVOLINO SERVILETTO ELITE Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica. Dimensioni: 800x400xh 615-905 mm. Carico max: 25 kg. Peso: 11,5 kg. Dimensioni dell'imballaggio: 820x90x430 mm Fornito smontato. Ripiano in pannello di fibra a media densità (MDF - Medium Density Fibreboard) 800x400 mm Altezza regolabile (615-905 mm) Struttura in acciaio Manovella pieghevole Rotelle Ø 16 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279274875

CODICE GEF

27487



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697