



LETTO GINECOLOGICO AD ALTEZZA VARIABILE altri colori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27496

EAN / GTIN 8023279274967

Confezione 1

LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM. Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggigenzuolini. Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg. Vassoio in acciaio inox 370x270x50 mm Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279274967

CODICE GEF

27496



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697