



Lettino Ginecologia Deluxe

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27500

EAN / GTIN 8023279275001

Confezione 1

LETTINO GIN. DELUXE - reggigambe di qualità Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggipiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe. Dimensioni: 180x55xh 80 cm Seduta: 55x55 cm Fornito smontato. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275001

CODICE GEF

27500



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697