



Lettino Ginecologia Standard

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27501

EAN / GTIN 8023279275018

Confezione 1

LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiatesta regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe. Dimensioni: 180x55xh 80 cm Seduta: 55x55 cm Fornito smontato. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275018

CODICE GEF

27501



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697