



Lettino Multifunzioni A 3 Sezioni

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27502**EAN / GTIN **8023279275025**Confezione **1**

LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg. Seduta: 62x60 cm
Dimensioni: 185 x 60 x h 85 cm Fornito smontato. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
8023279275025CODICE GEF
27502

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697