



# Lettino Ginecologico A 3 Sezioni

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27505

EAN / GTIN 8023279275056

Confezione 1

LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg. Seduta: 50x60 cm Dimensioni: 181x60xh 83 cm Fornito smontato. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
V0880EAN / GTIN  
8023279275056CODICE GEF  
27505

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697