



Lettino Ginecologico Altezza Var.

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27506

EAN / GTIN 8023279275063

Confezione 1

LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM. Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini. Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27506	blu	8023279275063	1
27507	verde	8023279275070	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279275063

CODICE GEF

27506



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697