



Lettino Ginecologia Deluxe Con Trandelenburg

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27510

EAN / GTIN 8023279275100

Confezione 1

LETTINO DA PARTO DELUXE - reggiambe di qualità 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiatesta regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggiambe. Dimensioni: 180x55xh 80 cm Fornito smontato. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275100

CODICE GEF

27510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697