



# GYNEX PROFESSIONAL colore a richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27512**

EAN / GTIN **8023279275124**

Confezione **1**

Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomia, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso da 1000 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura, garantendo al paziente il massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice gambale è regolabile autonomamente e indipendentemente da tutti gli altri movimenti (attraverso due motori silenziosi da 1000 N). La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 centimetri partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pedaliera bipartita collegata da apposito cavo ed anche da una pratica pulsantiera. Gynex professional può facilmente essere trasformata in un letto da esame (in posizione orizzontale). Made in Italy. Colore a richiesta. Disponibile in 60 giorni, specificare il colore durante l'ordine.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 - 50 hz
- Tensione ai motori: 24 V
- Spinta motore sollevamento: 6000 N
- Spinta motori schienale: 2500 N
- Spinta motori gambale: 2500 N
- Capacità sollevamento: 180 kg
- Massima potenza: 90 VA
- Protezione fusibile: 1.6 A

CLASSE DM

I

CND

Z12011201

EAN / GTIN

8023279275124

CODICE GEF

27512



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)