



# Poltrona Ginecologica Gynex Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27520**EAN / GTIN **8023279275209**Confezione **1**

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilanciati, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort. È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e portarotolo. I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico. Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale. Made in Italy. Colore su richiesta disponibile in 60 giorni, specificare il colore al momento dell'ordine.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V - 50 hz
- Tensione ai motori: 24 V
- Spinta motore sollevamento: 6000 N
- Spinta motori schienale: 800 N (molla a gas)
- Capacità sollevamento: 180 kg
- Massima potenza: 90 VA
- Protezione fusibile: 1.6 A

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12011201**

EAN / GTIN

**8023279275209**

CODICE GEF

**27520**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697