



POLTRONA GYNEX con portarotolo

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 27521

EAN / GTIN 8023279275216

Confezione 1

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort. È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e portarotolo. I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico. Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V - 50 hz
- Tensione ai motori: 24 V
- Spinta motore sollevamento: 6000 N
- Spinta motori schienale: 800 N (molla a gas)
- Capacità sollevamento: 180 kg
- Massima potenza: 90 VA
- Protezione fusibile: 1.6 A

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27521	27521	8023279275216	1
27522	27522	8023279275223	1
27523	27523	8023279275230	1
27526	27526	8023279275261	1

CLASSE DM

I

CND

Z12011201

EAN / GTIN

8023279275216

CODICE GEF

27521



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it