



## Sgabello Senza Anello Colore A Richiesta

Codice GEF (SKU) **27528**

EAN / GTIN **8023279275285**

Confezione **1**

SGABELLO - senza anello poggiatesta Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell'ordine Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommata girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Altezza min/max: 530/660 mm Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279275285**

CODICE GEF

**27528**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697