



## Sgabello Colore A Richiesta

Codice GEF (SKU) **27530**

EAN / GTIN **8023279275308**

Confezione **1**

SGABELLO - con anello poggipiedi Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell'ordine Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommata girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Altezza min/max: 530/660 mm Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279275308**

CODICE GEF

**27530**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697