



Sgabello

15 varianti

Codice GEF (SKU) **27531**

EAN / GTIN **8023279275315**

Confezione **1**

SGABELLO - con anello poggipiedi Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommata girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Altezza min/max: 530/660 mm Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27531	azzurro	8023279275315	1
27532	verde	8023279275322	1
27533	blu	8023279275339	1
27534	arancio	8023279275346	1
45200	nero	8023279452006	1
45201	blu (45201)	8023279452013	1
45202	grigio	8023279452020	1
45203	verde (45203)	8023279452037	1
45204	beige	8023279452044	1
45210	nero (45210)	8023279452105	1
45211	blu (45211)	8023279452112	1
45212	bianco	8023279452129	1
45230	nero (45230)	8023279452303	1
45231	bianco (45231)	8023279452310	1
45232	blu (45232)	8023279452327	1

EAN / GTIN

8023279275315

CODICE GEF

27531



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it