



Sgabello Albicocca Metallizzato

Codice GEF (SKU) **27535**

EAN / GTIN **8023279275353**

Confezione **1**

SGABELLO - con anello poggipiedi Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommata girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Altezza min/max: 530/660 mm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279275353

CODICE GEF

27535



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697