



# LETTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27538**EAN / GTIN **8023279275384**Confezione **1**

LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg - struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica - tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg - imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifugo Classe 1 IM - copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM - piedini in gomma regolabili Dimensioni: 181x60xh 80 cm Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm. Portata massima: 150 kg. Peso netto: 43 kg. Fornito con 2 reggigambe anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm. Fornito smontato. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V0899**

EAN / GTIN

**8023279275384**

CODICE GEF

**27538**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697