

GEF Medica

Otoplus Completo - Riunito ORL

Codice GEF (SKU) 27539

OTOPLUS COMPLETO con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi. Riunito per orL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada clar/Storz, scaldia specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiati la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °C). alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz) Dimensioni: 850 x 540 x h 850 mm. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOPLUS COMPLETO con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi.
- Riunito per orL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada clar/Storz, scaldia specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiati la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °C). alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz)
- Dimensioni: 850 x 540 x h 850 mm.
- Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

**CODICE GEF
27539****ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697