

OTOPLUS COMPLETO RIUNITO ORL

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 27539

EAN / GTIN 8023279275391

Confezione 1

**GIMA**

OTOPLUS COMPLETO con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopico (codice 27543) inclusi. Riunito per orL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiata la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °c). alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz) Dimensioni: 850 x 540 x h 850 mm. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z121402

EAN / GTIN

8023279275391

CODICE GEF

27539

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697