



SUPPORTO ENDOSCOPI 2 tubi plexiglass

Codice GEF (SKU) 27543

EAN / GTIN 8023279275438

Confezione 1

SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparente 1 tubo lungo 50 cm e 1 tubo lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279275438

CODICE GEF

27543



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697