



FONTE DI LUCE A LED

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27544

EAN / GTIN 8023279275445

Confezione 1

FONTE DI LUCE LED Luce bianca fredda (5.500 °K, 200 lumen) per uso endoscopico. Può essere connessa all'endoscopio senza cavo F.O. La maniglia si collega direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz). LED da 3 W. Dimensioni: 30x25x12 cm Display LCD: 12,8x6,4 cm Luce regolabile Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12020402

EAN / GTIN

8023279275445

CODICE GEF

27544



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697