



Poltrona Orl Otopex Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27550**

EAN / GTIN **8023279275506**

Confezione **1**

POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm³). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149080

EAN / GTIN

8023279275506

CODICE GEF

27550



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697