



# Lettino Sinthesi Mito Elettrico Con Rail Colore A Scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27581**EAN / GTIN **8023279275810**Confezione **1**

LETTINI SINTHESI MI.TO. • Elettrico - colore a richiesta • Sezioni: 6 • SWL (Carico di lavoro sicuro) 180 kg • Regolazione altezza (48-100 cm): rail Lettini per visite e terapia a due motori, con regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la respirazione, per un maggiore confort. Lettini ideali per terapie con tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V080603**

EAN / GTIN

**8023279275810**

CODICE GEF

**27581**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697