



Lettino Sinthesi Mito Elettrico Con Braccioli E Pedale Colore A Scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27583**

EAN / GTIN **8023279275834**

Confezione **1**

LETTINI SYNTHESI MI.TO. • Elettrico con braccioli - colore a richiesta •
Sezioni: 8 • SWL (Carico di lavoro sicuro) 180 kg • Regolazione altezza
(48-100 cm): pedale Lettini per visite e terapia a due motori, con
regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa
tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può
essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la
tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla
terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi
di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la
respirazione, per un maggiore confort. Lettini ideali per terapie con
tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di
posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche.
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-
bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275834

CODICE GEF

27583



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697