



Lettino Bruxelles Elettrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27588

EAN / GTIN 8023279275889

Confezione 1

LETTINO BRUXELLES • Elettrico - blu • Standard 68 cm • SWL (Carico di lavoro sicuro) 200 kg Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V). Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. L'imbottitura è in schiuma a media densità rivestita da vinile ignifugo di alta qualità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275889

CODICE GEF

27588



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697