



Lettino Bruxelles Large Elettrico Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27595**

EAN / GTIN **8023279275957**

Confezione **1**

LETTINO BRUXELLES · Elettrico - colore a richiesta - Disponibile in 30 giorni · Grande 80 cm · SWL (Carico di lavoro sicuro) 200 kg Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V). Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. L'imbottitura è in schiuma a media densità rivestita da vinile ignifugo di alta qualità

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275957

CODICE GEF

27595



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697