



# Lettino Bruxelles Large Idraulico Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27596**

EAN / GTIN **8023279275964**

Confezione **1**

LETTINO BRUXELLES • Idraulico - colore a richiesta - Disponibile in 30 giorni • Grande 80 cm • SWL (Carico di lavoro sicuro) 250 kg Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza manuale con pistone idraulico. Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. L'imbottitura è in schiuma a media densità rivestita da vinile ignifugo di alta qualità

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V080603**

EAN / GTIN

**8023279275964**

CODICE GEF

**27596**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697