



Lettino Ther Trendelenburg Con Braccioli Elettrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27599

EAN / GTIN 8023279275995

Confezione 1

LETTINO THER TRENDELENBURG CON BRACCIOLI - elettrico - colore blu Lettino per visite e terapia con regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V). Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato. L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta. Capacità di sollevamento 200 kg. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di sollevamento: 200 kg
- Lunghezza: 200 cm
- Larghezza: 68 cm.
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +85°-35°

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279275995

CODICE GEF

27599



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697