



## LETTO AD UNO SNODO con ruote

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27601

EAN / GTIN 8023279276015

Confezione 1

LETTO CON SCHIENALE REGOLABILE • LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO - con ruote Telaio in acciaio verniciato con rete. 1 telaio tubolare con rete per il movimento della testa, 200 x 85 cm. 2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF. Movimento mediante manovella. Protezione di fine corsa. Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm. Ruote in gomma Ø 100 mm, con freno. Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm. Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm. Peso: 32 kg. Portata: 110 Kg. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279276015

CODICE GEF

27601



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697