



LETTO TRENDELENBURG THER elettrico colore a scelta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27602

EAN / GTIN 8023279276022

Confezione 1

LETTINO THER TRENDELENBURG - elettrico - colore a richiesta (disponibile in 30 giorni) Lettino per visite e terapia con regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V). Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato. L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta. Capacità di sollevamento 200 kg. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Fornito con tappo per foro naso-bocca. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di sollevamento: 200 kg
- Lunghezza: 200 cm
- Larghezza: 68 cm.
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +85°-35°

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279276022

CODICE GEF

27602



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697