



LETTO STANDARD

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27606**

EAN / GTIN **8023279276060**

Confezione **1**

LETTO STANDARD - con ruote Ø 50 mm Semplice letto in acciaio rivestito con polvere epossidica con rete di appoggio materasso di tipo rigido. Portata: 110 Kg. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279276060

CODICE GEF

27606



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697