



# LETTO STANDARD PLUS

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27608

EAN / GTIN 8023279276084

Confezione 1

LETTO STANDARD PLUS - con ruote Ø 100 mm Con ruote Ø 100 mm, estremità del letto in acciaio cromato con rete di appoggio materasso di tipo rigido e schienale regolabile. Pannelli in plastica laminata. Dimensioni: 206x89xh 90 cm. portata: 110 Kg. Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279276084

CODICE GEF

27608



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697