



## LETTO A TRE SNODI con ruote

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27611

EAN / GTIN 8023279276114

Confezione 1

LETTO CON SCHIENALE E PEDANA REGOLABILI • LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI - con ruote Telaio in acciaio verniciato con rete. 3 telai tubolari con reti in acciaio verniciato, 200 x 85 cm. Movimento generato da 2 manovelle. Protezione di fine corsa. Ruote in gomma Ø 100 mm, 2 con freno. Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm. Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm. Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm. Portata: 110 Kg. Peso: 42 kg. Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080602

EAN / GTIN

8023279276114

CODICE GEF

27611



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697