



Lettino Visita King Altezza Variabile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27613

EAN / GTIN 8023279276138

Confezione 1

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9 - telaio bianco
Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a -10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore bianco RAL 9003, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM. Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi. Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 190 x 60 x 48/95 cm
- Peso: 70 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279276138

CODICE GEF

27613



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697