



Lettino Visita King Acqua

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27614

EAN / GTIN 8023279276145

Confezione 1

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Spessore materasso: 4,5 cm Portata massima: 150 kg. Misure: 190 x 60 x h 80 cm Fornito smontato. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279276145

CODICE GEF

27614



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697