



# Lettino Visita King Con Foro

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27618

EAN / GTIN 8023279276183

Confezione 1

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°). Portata: 150 kg. Misure: 190 x 60 x h 80 cm Fornito smontato. Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27618	bianco	8023279276183	1
27619	verde	8023279276190	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279276183

CODICE GEF

27618



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697