



Lettino Per Trattamenti Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27622

EAN / GTIN 8023279276220

Confezione 1

LETTINO MEDICO STANDARD - colore a richiesta LETTINO STANDARD: larghezza 68 cm portata max 180 kg Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279276220

CODICE GEF

27622



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697