



Lettino Per Trattamenti

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27623

EAN / GTIN 8023279276237

Confezione 1

LETTINO MEDICO STANDARD - blu LETTINO STANDARD: larghezza 68 cm portata max 180 kg Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27623	beige	8023279276237	1
27624	blu	8023279276244	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279276237

CODICE GEF

27623



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697