



# Lettino Per Trattamenti "Large" Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27626

EAN / GTIN 8023279276268

Confezione 1

LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta LETTINO LARGE:  
larghezza 80 cm portata max 200 kg Lettino visita e trattamenti dal  
design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento  
manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con  
polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279276268

CODICE GEF

27626



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697