



# Lettino Per Trattamenti "Large"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27627

EAN / GTIN 8023279276275

Confezione 1

LETTINO MEDICO LARGE - blu LETTINO LARGE: larghezza 80 cm portata max 200 kg Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V080603

EAN / GTIN

8023279276275

CODICE GEF

27627



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697