



Lettino Elettrico Per Trattamenti

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 27628

EAN / GTIN 8023279276282

Confezione 1

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE • Lettino elettrico - pedale • Colore: verde • Copertura opzionale foro naso-bocca: 27625 Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico. Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27628	beige	8023279276282	1
27633	blu	8023279276336	1
27634	nero	8023279276343	1
27635	verde	8023279276350	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279276282

CODICE GEF

27628



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697