



Lettino Elettrico Per Trattamenti Colore A Richiesta

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27632

EAN / GTIN 8023279276329

Confezione 1

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE • Lettino elettrico - pedale • Colore: a richiesta - Disponibile in 20 giorni • Copertura opzionale foro naso-bocca: 27630 Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico. Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente.

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08060199

EAN / GTIN

8023279276329

CODICE GEF

27632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697