



SISTEMA REGGIARTO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27644

EAN / GTIN 8023279276442

Confezione 1

SISTEMA REGGIARTO Alzamalati con struttura in acciaio, superficie rivestita. La struttura è composta da 4 parti facilmente assemblabili. Dotato di triangolo. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza totale: 725 mm
- Larghezza totale: 690 mm
- Altezza totale: 1935 mm
- Centro triangolo: 1520 mm
- Portata*: 75 kg
- *La portata considera metà del peso del paziente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
8023279276442CODICE GEF
27644

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697