



Comodino Medea con Portascarpe

Codice GEF (SKU) 27648

COMODINO MEDEA con portascarpe integrato Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, antiruggine e anticorrosione. Facili da pulire e durevoli. Il piano di appoggio in ABS è conformato in modo da evitare la caduta di oggetti. Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine, scaffale retraibile, cassetto, sportello, due scaffali interni, con ampio spazio per riporre le cose. Dimensioni: 48x48x87 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMODINO MEDEA con portascarpe integrato
- Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, antiruggine e anticorrosione.
- Facili da pulire e durevoli. Il piano di appoggio in ABS è conformato in modo da evitare la caduta di oggetti.
- Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine, scaffale retraibile, cassetto, sportello, due scaffali interni, con ampio spazio per riporre le cose.
- Dimensioni: 48x48x87 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
27648



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697