



COMODINO con cassetto

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27654**

EAN / GTIN **8023279276541**

Confezione **1**

COMODINO ARTEMIDE - beige striato Struttura, cassetto e anta in agglomerato di legno rivestito con materiale melaminico con finitura antigraffio e antiriflesso. Bordi in ABS gofrato. L'anta è fissata alla struttura mediante robuste cerniere in metallo con trattamento anticorrosione. Maniglia in acciaio satinato, 4 rotelle Ø 55 mm (due dotate di freno), scaffale interno regolabile e removibile. Classe E1- a, EN 120/92. Misure: 45 x 45 x h 68 cm Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
27654	27654	8023279276541	1
27655	27655	8023279276558	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279276541

CODICE GEF
27654



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697