



## LETTO A 4 SEZIONI BASSO elettrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **27672**EAN / GTIN **8023279276725**Confezione **1**

LETTO SPECIALISTICO BASSO con Trendelenburg - 23-63 cm Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici. Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm. Rete con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi-materasso. Sezione schienale e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V CC indipendenti e pulsantiera. Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa. Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello. Fornito completo di 2 sbarre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e asta alzamatati. Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni rete: 900x2.000 mm
- Altezza rete: 230-630 mm
- Misure esterne: 1.030x2.140 mm
- Portata massima: 135 kg
- Peso: 102 kg
- Potenza operativa: 230V - 50Hz

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Y181210**

EAN / GTIN

**8023279276725**

CODICE GEF

**27672**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697